

SW NC serveur avancé, licence dongle**230.2630**

Pour un terminal central utilisé pour la visualisation graphique du système d'appel (SW mediGraph) et pour l'affectation de terminaux mobiles (Logiciel mediPage) lorsque le système d'appel est raccordé à un système PSA, DECT ou TC.

Pour un PC central à raccorder à un système PSA, DECT ou TC (SW Call Escalator), ou à d'autres systèmes externes (SW Interface XML).

Lors de l'utilisation du logiciel Serveur d'étiquettes pour la localisation, pour la présence automatique avec émetteurs Ir/radio ou RFID et pour l'enregistrement des événements dans un système ZETTLER Medical 800 (SW mediLog)

Licence et dongle USB pour le logiciel suivant :

- SW mediGraph
- Logiciel mediPage
- SW Call Escalator
- SW mediLog
- SW Serveur d'étiquettes pour la localisation
- SW Interface XML
- Logiciel d'installation NetInst

Pour faire fonctionner le logiciel, le dongle doit être branché sur un port USB du PC.

Avec la licence et le dongle, vous recevrez un lien pour télécharger le logiciel.

SW mediGraph

À l'aide de mediGraph, l'utilisateur peut contrôler le système d'appel Medical 800 et visualiser sous forme graphique toutes les informations d'une station ou de l'ensemble du système d'appel.

Caractéristiques :

- Terminal dans la station ou le subnet central.
- Les appels, messages et défauts peuvent être signalés et traités dans un plan synoptique, avec communication simultanée lors du traitement.
- En cas de présences, QuickInfo permet à l'aide du curseur de souris d'afficher le lieu d'appel. Pour des présences activées avec étiquettes RFID ou émetteurs IR/radio, le nom attribué est également affiché.
- Différents groupes d'utilisateurs, connexion avec mot de passe.
- Transmettre des annonces à l'ensemble de l'installation, à la propre station, à des groupes ; sélection de certaines chambres, présences et certains types de chambres.
- Affecter une chambre à un autre groupe de soins ou à une autre station.
- Modifier le mode opératoire (centralisé, décentralisé, parallèle).
- Autres fonctions :
 - Appel vital
 - Activer et désactiver les entrées/sorties
 - Avec module électronique de cellule 135.1600 :
 - Fonctions de sécurité (privation d'appel)
 - Fonctions spéciales (réception obligatoire, privation de radio, privation de lumière)
- Configuration avec mediGraph Administrator.

Logiciel mediPage

Logiciel pour la configuration des équipes et interconnexions, des pagers PSA/DECT, des étiquettes RFID et des émetteurs IR/radio.

Caractéristiques :

- Configuration et gestion de pagers PSA, de récepteurs DECT, d'étiquettes RFID et d'émetteurs IR/radio.
- Création et gestion d'équipes.
- Gestion d'interfaces pour systèmes DECT, PSA et TC.
- Configuration avec mediGraph Administrator.

**SW Call Escalator**

Le logiciel Call Escalator vous permet de raccorder un système PSA, DECT ou une autre installation téléphonique à un système Medical 800 afin de transmettre des informations du système Medical 800.

Caractéristiques

- Assistance de tous les protocoles des fabricants leaders de systèmes PSA, DECT et TC (cf. Description du système et directives de planification, 950.3002F, section 10.4 « Interfaces ».)
- En fonction de l'équipement de l'ordinateur sur lequel est installé Call Escalator et de l'équipement du système externe, il est possible de relier l'ordinateur et l'interface externe via RS-232, RS-485 ou une interface TCP/IP.

SW NC serveur avancé, licence dongle**230.2630****SW mediLog**

Logiciel pour l'enregistrement d'événements (appels, messages, défauts, présences, communications, annonces, informations d'étiquettes, commutation d'équipes).

Selon DIN VDE 0834, les communications doivent être enregistrées avant une désactivation à distance. Par conséquent, pour des systèmes d'appel avec phonie conformes à la norme DIN VDE 0834, il est nécessaire d'utiliser le logiciel d'enregistrement mediLog.

Caractéristiques :

- mediLog mémorise les données dans une base de données Access.
- mediLog enregistre les appels, les alarmes, les messages, les présences, les informations d'étiquettes, les connexions audio, les commutations d'équipes et les dérangements.
- Si vous utilisez des étiquettes RFID, vous pouvez enregistrer des événements qui ont été déclenchés et localiser l'emplacement actuel des étiquettes RFID dans mediLog. Équipement requis : SW Serveur d'étiquettes pour la localisation.
- Afin de pouvoir transmettre les événements de Mediall 800 via l'interface XML, vous avez besoin de : SW Interface XML
- mediLog enregistre la date et l'heure (de/à) de chaque événement.
- Il est possible de filtrer les appels en fonction de la date, du numéro de la chambre, du type d'appel et du groupe.
- Représentation des données sous forme de tableaux
- Exportation des données enregistrées au format texte, Excel ou XML.

SW Serveur d'étiquettes pour la localisation

En utilisant des émetteurs IR/radio ou des étiquettes RFID, il est nécessaire d'avoir recours au serveur d'étiquettes pour enregistrer dans mediLog les événements déclenchés et localiser l'emplacement des émetteurs/étiquettes dans mediLog.

Le serveur d'étiquettes est une application logicielle pour la commande et la communication (p. ex. présence automatique) des informations des émetteurs dans Mediall 800.

Vous avez aussi besoin du logiciel mediLog.

Conditions :

- Système Mediall 800 avec passerelles TCP/IP comme unité de commande principale dans toutes les stations.
- Les passerelles TCP/IP doivent être connectées via LAN.
- Ces conditions sont également valables pour l'utilisation des étiquettes RFID (130.1370, 130.1380)
- SW mediLog

SW Interface XML

L'interface XML permet les fonctions suivantes :

- Transmettre des données du système d'appel Mediall 800 à d'autres systèmes par le biais de l'interface XML.
- Transmettre des données XML au système d'appel Mediall 800 pour déclencher un appel.
- Si un Client XML doit déclencher des événements dans Mediall 800, il faut au préalable établir une liaison de données sécurisée avec TLS 1.2.
- Vous avez aussi besoin du logiciel mediLog.

Conditions :

- Système Mediall 800 avec passerelles TCP/IP comme unité de commande principale dans toutes les stations.
- Les passerelles TCP/IP doivent être connectées via LAN.
- SW mediLog

Vérifiez si l'interface XML est compatible avec votre système d'appel Mediall 800. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter la documentation XML interface protocol, doc. numéro 950.2004E.

Logiciel d'installation NetInst

Le progiciel NetInst vous permet d'attribuer les codes ID Neuron des nœuds sur le bus système aux nœuds correspondants dans votre base de données Projet et de charger dans les nœuds les données de configuration que vous avez générées avec le logiciel de configuration ZETLON.

Vous pouvez également charger des mises à jour du micrologiciel dans les nœuds.

Données techniques du dongle

- Dimensions (l x h x p) : 12 x 6 x 17 mm
- Poids : 1 g

Configuration requise

- PC avec processeur 1 GHz ou supérieur
- Système d'exploitation Windows 7, Windows 10 pour 32 bits et 64 bits
- Mémoire vive de 2 Go ou plus
- Espace libre sur le disque dur : 20 Go ou plus
- Souris, clavier
- Moniteur avec résolution minimale de 1400 x 1050 points
- Port USB
- Connexion LAN
- Droits d'administrateur