

Kit - Bloc d'appel / d'acquiescement, Sub-D 15pts**127.8300S**

Bloc d'appel / d'acquiescement avec prise de connexion, Sub-D 15pts.

Pour déclencher des appels de patients et appels d'urgence et pour annuler des appels, sans que la présence soit activée.

Avec prise de connexion pour le raccordement de manipulateurs.

Caractéristiques

- Bouton d'appel de patient, rouge. Avec voyant de localisation et voyant de tranquillisation.
- Bouton d'acquiescement, vert.
- Prise de connexion Sub-D 15pts pour le raccordement de :
 - Manipulateurs VarioLine 127.xxxx
 - Adaptateur pour appareils médicaux, avec connecteur Sub-D
 - Récepteur radio
- Surveillance de ligne/appel de retrait de prise.
- Changement ultérieur possible des fonctions.
- Connexion de l'éclairage de chambre et de l'éclairage de lit, commande avec manipulateur avec boutons d'éclairage.
- Montage dans boîte de connexion S1.

Données techniques

- Couleur (plaque de recouvrement) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (plaque de recouvrement, capuchons) : plastique (ABS), antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 80 x 80 x 13 mm (hauteur de montage)
- Poids : 54 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Câble de raccordement : 4 x 2 x 0,6
- Type de raccordement : bornes serre-fils
- Consommation : à l'état de repos 4 mA, max. 13 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC

Composants du kit

- | | | |
|---|--|----------|
| 2 | VL - Poussoir | 125.0110 |
| 1 | VL - Module de base avec prise de connexion 15pts | 127.0500 |
| 1 | VL - Capuchon, infirmière, rouge (composant de 127.2000) | |
| 1 | VL - Capuchon, annuler, vert (composant de 127.2060) | |
| 1 | VL - Plaque de recouvrement pour prise + 2 boutons | 127.3300 |
| 9 | Borne serre-fils, 1 contact, 1 pièce = 1 UE | 141.5840 |

