

# 73312C1 Tapis de pression avec contact câblé



# 73312C1

## 73312C1 Tapis de pression avec contact câblé

- **Détection de Pression Précise** : Le tapis est équipé de capteurs intégrés qui détectent les variations de pression avec une grande précision. Il envoie des alertes lorsqu'un patient se déplace, se lève ou change de position, offrant ainsi une surveillance continue.
- **Contact Câblé** : Ce modèle utilise un contact câblé pour transmettre les signaux de pression à un système de surveillance central ou à un dispositif d'alerte. Ce système assure une communication fiable et sans interférences, idéal pour des environnements à forte exigence de sécurité.
- **Construction Robuste** : Fabriqué à partir de matériaux durables et résistants, le tapis est conçu pour résister à une utilisation quotidienne intensive tout en étant facile à nettoyer. Il est idéal pour les environnements médicaux où la durabilité est essentielle.

### Caractéristiques principales 73312C1 :

- **Installation Facile** : Le tapis de pression est conçu pour une installation simple et rapide sous les matelas ou les fauteuils. Il s'adapte facilement à différents types d'environnements de soins sans nécessiter des ajustements complexes.
- **Portée et Connectivité** : Le câble fournit une connexion stable et fiable entre le tapis de pression et le système de surveillance. La longueur du câble est optimisée pour permettre une flexibilité d'installation tout en assurant une connexion constante.
- **Réglage de Sensibilité** : Permet d'ajuster la sensibilité du tapis en fonction des besoins spécifiques de surveillance, offrant ainsi une détection adaptée des mouvements et des pressions.
- **Applications Diverses** : Ce tapis est adapté pour une utilisation dans des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et autres établissements de soins. Il est conçu pour surveiller les mouvements des patients, notamment ceux à risque de chute ou nécessitant une attention particulière.

### Caractéristiques principales 73312C1 :

1. **Surveillance Fiable** : Grâce à la détection précise des variations de pression, le tapis assure une surveillance constante et efficace des mouvements des patients.
2. **Transmission Câblée Stable** : Le contact câblé assure une connexion stable et sans interférences, garantissant une communication fiable avec le système de surveillance.
3. **Durabilité et Facilité d'Entretien** : Construit pour résister à une utilisation intensive, le tapis est facile à nettoyer et à entretenir, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements médicaux.

4. **Installation Rapide** : Conçu pour une installation simple sous les matelas ou les fauteuils, le tapis facilite l'intégration dans divers environnements de soins.
5. **Flexibilité d'Application** : Adapté à divers environnements médicaux, il offre une solution de surveillance flexible pour les établissements de soins.

Contacts :

Site internet : <https://www.delshop-security.com>

[p.guerardel@delcomm.fr](mailto:p.guerardel@delcomm.fr)

Adresse : 14, rue du calvaire, 59259, L'écluse

Numéro de téléphone : 03 59 61 59 86



**delshop-security.com**